

Übersicht Kittel (Stand: 27.05.2020)

1. Wahl:
Schutzkittel PE/PP, mit atmungsaktiver Rückseite, für den einmaligen Gebrauch



Der erregerdichte Einweg-Schutzkittel ist im Frontbereich und an den Ärmeln aus undurchlässigem 2-lagigen Material und die Rückseite aus atmungsaktivem SMS-Material hergestellt

2. Wahl:
Schürze mit Ärmeln



Der undurchlässige Schutzkittel aus Polyethylen ist im Stil einer Schürze (über den Kopf zu ziehen), versehen mit Daumenschlaufen, um das Verrutschen der Ärmel zu vermeiden. Er besteht aus einem undurchlässigen Polyethylen-Material, das gegen Eindringen von Flüssigkeiten beständig ist.

3. Klassischer Besucherkittel in Kombination mit einer Plastikschürze sowie flüssigkeitsdichten Überziehhärmeln



Die klassischen Besucherkittel werden aus Polypropylen hergestellt, erhältlich in verschiedenen Farben und Größen und sind mit Bindungen am Hals und elastischen oder Strickbündchen am Handgelenk ausgestattet. Besucherkittel eignen sich für Mitarbeiter im Gesundheitswesen im Umgang mit COVID-19 (Verdachts)Fällen in Kombination mit einer Plastikschürze sowie flüssigkeitsdichten Überziehhärmeln sofern die vorgenannten Alternativen nicht zur Verfügung stehen.

4. Wahl:
Schutzkittel OP, für den einmaligen Gebrauch

